

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL**  
**HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 47/2021**

**HOMOLOGAÇÃO**

**HOMOLOGO** o Procedimento Licitatório N°77/2021, elaborado pela Modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2021** que tem por objeto **“AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SENDO QUE E DE EXTREMA IMPOTÂNCIA ESTE APARELHO, POIS ASSIM O MUNICÍPIO PODE PROPORCIONAR”**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, Menor Preço Por item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, os objetos aos licitantes:

M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO DE 5L/MIN E NEBULIZADOR INTEGRADO. PROJETADO PARA AMBIENTE DOMICILIAR E HOSPITALAR. ESTE CONCENTRADOR PRODUZ OXIGÊNIO A PARTIR DO AR AMBIENTE RETIRANDO OS OUTROS GASES E ENTREGANDO À VOCÊ SOMENTE OXIGÊNIO PURO. ALÉM DO DESIGN, ESTE MODELO OPERA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA E ECONÔMICA PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE TERAPIA COM ATÉ 5 LITROS POR MINUTOS DE OXIGÊNIO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: - VISOR COM TEMPORIZADOR - NEBULIZADOR INTEGRADO - DESIGN MODERNO E SIMPLIFICADO - CONTROLE REMOTO - DESIGN MODERNO E SIMPLIFICADO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM VISOR E TEMPORIZADOR AGORA É POSSÍVEL ADMINISTRAR A DURAÇÃO DA OXIGENOTERAPIA NO PRÓPRIO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. O VISOR REGISTRA O TEMPO DE USO, E POSSIBILITA CRONOMETRAR AS SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA DE ATÉ DUAS HORAS. QUANDO TERMINA A SESSÃO NO TEMPORIZADOR, O CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE. O QUE TRAZ PRATICIDADE PARA O USUÁRIO E O ADMINISTRADOR, QUE NÃO PRECISAM FICAR MONITORANDO OU AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DA TERAPIA. NEBULIZADOR INTEGRADO O NEBULIZADOR INTEGRADO PERMITE FAZER A ADMINISTRAÇÃO DAS DOSAGENS SEM INTERROMPER A OXIGENOTERAPIA COM CONCENTRADOR. NO PRIMEIRO USO, JÁ COMPANHA UM KIT DE NEBULIZAÇÃO QUE INCLUI BOCAL, PEÇA T, TUBO ONDULADO, MANGUEIRA DE AR, COPO, DEFLETOR E TAMPA. DESIGN MODERNO E SIMPLIFICADO. COM APENAS TRÊS BOTÕES É POSSÍVEL AJUSTAR O CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO YUWELL. SEU DESIGN MODERNO, COM ALÇA EM FORMATO CURVO NÃO MACHUCA AS MÃOS E FACILITA A DESLOCAÇÃO DO USUÁRIO. APÓS AJUSTAR O FLUXÔMETRO NA QUANTIDADE PRÉ-DETERMINADO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE, EM UM ÚNICO CLIQUE É POSSÍVEL COMEÇAR A TERAPIA RESPIRATÓRIA. CONTROLE REMOTO É POSSÍVEL LIGAR E DESLIGAR O CONCENTRADOR, ALÉM DE AUMENTAR OU DIMINUIR O TEMPORIZADOR UTILIZANDO APENAS O CONTROLE REMOTO. O USUÁRIO QUE ESTIVER EM CASA TEM ESSA COMODIDADE, PORÉM, O CONTROLE REMOTO DEVE ESTAR NA DIREÇÃO DO RECEPTOR, LOCALIZADO NO PAINEL DE CONTROLE DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. NÍVEL DE RUÍDO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A) FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS PRESSÃO DE SAÍDA: 40-70KPA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO : 91% ± 4% MEDIDAS (A X L X C): 50CM X 39CM X 24,5CM PESO: 15.5KG TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C-40°C (50°F-104°F) ALTITUDE EM OPERAÇÃO: ATÉ 1828M TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C-60°C (4°F-140°F)	YUWELL	5LPM	UND	1,00	4.950,00	4.950,00
TOTAL								4.950,00

Sendo que o mesmo apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Tendo em vista que as empresas acima citadas cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de R\$ **4.950,00 (Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta Reais)**

Dê-se a publicação devida, confeccione o contrato na forma da lei.

Município de Palmital-PR, **06/07/2021**

**VALDENEI DE SOUZA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Antonio Ferraz de Lima Neto  
**Código Identificador:** 193FBF5F

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 08/07/2021. Edição 2301  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>